



VORTEKS KULLANMA TALİMATI

Doküman Kodu	MC.TL.51
Yayın Tarihi	22.09.2017
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	0
Sayfa No	1

Cihaz

Marka

Model

Seri No

1.AMAÇ

Cihazın doğru ve verimli kullanımını sağlamaktır.

2.KAPSAM

Bu talimat, KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde kullanılan tüm vorteks kullanan personeli kapsar.

3. KISALTMALAR

-

4.TANIMLAR

-

5.SORUMLULAR

Tüm laboratuvar çalışanları

6.FAALİYET (UYGULAMA) AKIŞI

6.1. Cihazın fişini prize takınız

6.2. (I) sürekli çalkalama, (0) kapatma, (II) otomatik çalkalanmaktadır

6.3. Joistik yardımı ile çalkalama hızını arttırabilir veya azaltabilirsiniz. İşleminiz bitince cihazı (0) konumuna getiriniz ve fişi prizden çekiniz

7.REFERANS DÖKÜMANLAR

Cihaza ait kullanım kılavuzu