



MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI


ELISA

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Doküman Kodu	ML.YD.09
Yayın Tarihi	21.09.2017
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	0
Sayfa No	1

BİRİM/BÖLÜM: MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI/İMMÜNOLOJİ

Numunenin Kabulü ve - 20°C'ye kaldırılması



Çalışma listesinin hazırlanması




Numunelerin dilüsyon işleminin yapılması



Testlerin çalışılması:

- Dilüsyon yapılan hastaların ve standartların kuyucuklara konulması
- İnkübasyon
- Yıkama işlemi
- Kuyucuklara konjugat konulması
- İnkübasyon
- Yıkama işlemi
- Kuyucuklara substrat konulması
- Karanlık ortamda inkübasyon
- Kuyucuklara Stop solüsyonu konulması
- Eliza okuyucu da okutma



Sonuçların kaydedilmesi



Sonuçların HBYS'de 1. onayı



Sonuçların HBYS'de 2. onayı