



RADYASYON KORUYUCU EKİPMAN KONTROL FORMU

Doküman Kodu	RG.FR.001
Yayın tarihi	12.04.2016
Revizyon Numarası	0
Revizyon Tarihi	0
Sayfa Numarası	1

S.NO:	Bulunduğu Birim										
		Türü	Seri No	Demirbaş No	Kontrol Tarihi	*Fiziksel Kontrol Sonucu	**Etkinlik Testi (Skopi Kontrol) Sonucu	Bir Sonraki Kontrol Tarihi	Teknik Servis Çalışanı Adı Soyadı İmza	Açıklama	
		☐ Kurşun önlük ☐ Tiroid koruyucu ☐ Gonad koruyucu ☐ Diğer:.....				☐ Uygun ☐ Uygun değil	☐ Uygun ☐ Uygun değil				
		☐ Kurşun önlük ☐ Tiroid koruyucu ☐ Gonad koruyucu ☐ Diğer:.....				☐ Uygun ☐ Uygun değil	☐ Uygun ☐ Uygun değil				
		☐ Kurşun önlük ☐ Tiroid koruyucu ☐ Gonad koruyucu ☐ Diğer:.....				☐ Uygun ☐ Uygun değil	☐ Uygun ☐ Uygun değil				
		☐ Kurşun önlük ☐ Tiroid koruyucu ☐ Gonad koruyucu ☐ Diğer:.....				☐ Uygun ☐ Uygun değil	☐ Uygun ☐ Uygun değil				
		☐ Kurşun önlük ☐ Tiroid koruyucu ☐ Gonad koruyucu ☐ Diğer:.....				☐ Uygun ☐ Uygun değil	☐ Uygun ☐ Uygun değil				
		☐ Kurşun önlük ☐ Tiroid koruyucu ☐ Gonad koruyucu ☐ Diğer:.....				☐ Uygun ☐ Uygun değil	☐ Uygun ☐ Uygun değil				
		☐ Kurşun önlük ☐ Tiroid koruyucu ☐ Gonad koruyucu ☐ Diğer:.....				☐ Uygun ☐ Uygun değil	☐ Uygun ☐ Uygun değil				
		☐ Kurşun önlük ☐ Tiroid koruyucu ☐ Gonad koruyucu ☐ Diğer:.....				☐ Uygun ☐ Uygun değil	☐ Uygun ☐ Uygun değil				

*Fiziksel kontrolden geçemeyen radyasyon koruyucu ekipman etkinlik testine alınmaz; fiziksel hasarın giderilmesi için tıbbi cihaz atölyesine gönderilir.

** Fiziksel kontrolden geçen radyasyon koruyucu ekipman skopi cihazı altında 100 KW lik bir değer verilerek radyasyon etkinlik testine alınır.

Radyasyon Güvenliği Birim Sorumlusu Onay	Radyasyon Güvenliği Genel Sorumlusu Onay	Radyasyon Güvenliği Komitesi Başkanı Onay
---	---	--