



ENDOSKOPI ÜNİTESİ DEZENFEKTAN SOLÜSYONU/FİLTRE DEĞİŞTİRME VE MEK TESTİ TAKİP FORMU

Doküman Kodu	TY.FR.24
Yayın Tarihi	24.02.2016
Revizyon Numarası	0
Revizyon Tarihi	0
Sayfa No	1

SOLÜSYON DEĞİŞTİRME TARİHİ	FİLTRE DEĞİŞTİRME TARİHİ	MEK TESTİ TARİHİ	MEK DEĞER	KONTROL EDEN

NOT: Her gün solüsyon kullanılmaya başlamadan önce 1 test, - Günlük her 10 kullanımdan sonra bir test, - Günlük 30 kez kullanımda her 10 kullanım sonrası 1 test, Haftalık kullanım için, kullanım öncesi 1 test;