

	CERRAHİ ASPİRATÖR BAKIM FORMU	Doküman Kodu	TY.FR.71
		Yayın Tarihi	26.09.2016
		Revizyon Numarası	0
		Revizyon Tarihi	0
		Sayfa No	1 / 2

Marka: **Bölüm:** **Tarih:**

Model: **Saat :**

Seri No: **Envanter No:**

SİSTEM BİLEŞENLERİ	
Bileşenin adı	Tanımlama

TEST CİHAZLARI	
	Control/Serial No.
Multimetre	
Elektrik güvenlik analizörü	

NİTEL KONTROLLER					
Geçti	Kaldı		Geçti	Kaldı	
		Şase/Muhafaza			Filtreler
		Kavanozlar/Bağlantılar			Kontroller/Elektrik anahtarları
		Tekerlekler/Frenler			Fazla Akış Koruması
		AC Fiş			Motor/Pompa
		Ana Kablo			İbreler/Göstergeler
		Tüpler/Hortumlar			Etiketleme
		Açık devre elemanı/Sigorta			Aksesuarlar/Bağlantılar

	CERRAHİ ASPİRATÖR BAKIM FORMU	Doküman Kodu	TY.FR.71
		Yayın Tarihi	26.09.2016
		Revizyon Numarası	0
		Revizyon Tarihi	0
		Sayfa No	2 / 2

		YAPILAN UYGULAMA	
	Yapıldı		
1		Temizlik	
2		Cihazın periyodik bakımı	
3		EGT testi	
4		Cihaz çalışır durumda teslim edildi.	

	NOTLAR	
Arıza ve diğer durumlarda :		

Bakımı Yapan

İmza

Bölüm Sorumlusu

İmza

DURUM	
Geçti	
Teknik Servis Gerekli	
Kullanım Dışı	