

**SABİTLENEBİLEN TEMEL
DİSSEPİMENTAL SET TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1 Teklif edilen ürünlerin üzerinde markası, katalog kod numarası, lot numaraları ve CE işareti ile ürünün özelliğine bağlı olarak lock, unlock, ok işareti, malleable, radiolucent gibi yönlendirici ve belirleyici işaretler silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır. Teklif edilen ürünün katalog numarası, ölçüleri ve katalog resmi birbirini tutmalıdır.
- 2 Teklif veren firmaların teklif ettiği ürün özel üretim olmamalı, ürünün katalog numaraları ve ölçüleri temin edilecek orijinal kataloglarında bulunmalıdır.
- 3 Teklif edilen ürünlerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır. Tavan lambası veya parlak ışık altında gözü alacak şekilde parlayan maddeden imal edilmiş olmamalıdır.
- 4 Sistemdeki tüm parçalar metal alaşımdan olmalı, farklı bir malzemeden olmamalıdır.
- 5 Otoklava, paslanmaya, oksitlenmeye karşı dayanıklı olmalı, bu özellik bir kalite kuruluşu tarafından kullanılan materyalin kimyasal içeriği ile birlikte belgelenmelidir. Sistem monte edilip kilitlemeler yapıldığında set esnememelidir. Pozisyonunu asla bozmamalı, gevşememelidir.
- 6 Masa monte ana kaide (Elite II Rail Clamp) üstünde aşağı yukarı ve kendi eksenini etrafında dönen cross bar tutucusu bulunan, üstten hareketli kol ile sıkılan olmalıdır. Sıkma pimleri hareketli olmalı sıkma işlemi bitince aşağı sarkmalıdır. Ana gövdesi üzerinde, 2 tane cross bar tutucu kilit mekanizması olmalıdır. Opsiyonel olarak, dönebilen mekanizması sayesinde aşağı yukarı hareket edebilen asansör sistemli tip de olmalı, kilit mekanizması ile boy ayarlanabilmeli, kurum hangi tip isterse o teslim edilmelidir.
- 7 Tüm blade'ler, blade kolu üzerindeki yuvaya kilitlenip, 360 derece dönebilmelidir. Blade tutucu üzerindeki sıkma kolları değişik konumlarda da sıkma yapmalı, sıkma kolu hekim tarafından çalışmayı engellemeyecek şekilde ayarlanabilmelidir. Sıkma pozisyon klempsi üzerinde açık veya kilitli olduğu anlaşılır rumuz olmalıdır. Opsiyonel olarak, blade tutucu kollar S-lock çift kilit mekanizmasına sahip olmalıdır. Cross bar'a veya açılı kol'a istenen noktadan takılıp sıkma kolu ile sıkılıp sabitlenmelidir. Uç kısmında blade takıp çıkarmaya ve sabitlemeye yarayan kilit pimi olmalıdır. Çift aşamalı pim mekanizması bulunan bladelere istenilen durumda sabitlenebilmelidir. Demo esnasında gösterilmelidir. Kurum hangi tip isterse o teslim edilmelidir.
- 8 İhale sonrası, ihaleye katılan isteklilerden ilgili hekimin talebi ile, kurumun belirlediği tarihte demo talep edilecek olup, demo yapmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 9 Set' in tümü en az iki yıl fabrika garantisi, on yıl yedek parça temini ve satış sonrası teknik servis hizmetleri garantisi altında olmalıdır.
- 10 Bu teknik özellikte yazan ürünler için Thompson katalog Referans alınmıştır. Sistem aşağıda belirtilen ölçü ve özellikteki parçalardan oluşmalıdır.

- a- 1 adet ELITE III RAIL CLAMP W/1 CAM JT 18" (Ref:43902AC)
- b- 1 adet CROSSBAR W/ 2 CAM III JTS 24" (11"x13") (Ref:43900BC)
- c- 2 adet 18" Angled Arm 8" x 10" @45° (Ref:44118N)
- d- 1 adet 24" Angled Arm 8" x 16" @45° (Ref:44124N)
- e- 3 adet Cam II QA Handle 8" (Ref:42126WGP)
- f- 2 adet Micro-Adj II Clip-on QA 10" (Ref:45006CGP)
- g- 1 adet Malleable 51mm x 203mm (Ref:46122)
- h- 1 adet Malleable 64mm x 254mm (Ref:46124)
- i- 1 adet Kelly 64mm x 76mm (Ref:46129)
- j- 1 adet Fence 102mm x 152mm (4" x 6") (Ref:46136)
- k- 2 adet Balfour 51mm x 51mm (2" x 2") (Ref:46142P)
- l- 2 adet Fenestrated 44mm x 89mm (1 1/4" x 3 1/2") (Ref:46143)
- m- 2 adet Richardson 51mm x 127mm (2" x 5") (Ref:46151)
- n- 1 adet Harrington 64mm x 152mm (Ref:46160)
- o- 2 adet Deaver 51mm x 127mm (2" x 5") (Ref:46174)
- p- 1 adet Prostate Retractor 8mm (Ref:45753AM)
- r- 2 adet Double Angled 25mm x 64mm (1" x 2 1/2") (Ref:46661)
- s- 1 adet Instrument Case w/Pin Mat 22 x 11 x 3 1/2" (Ref:50000G)

Prof. Dr. Tufan SAHINKANAT
K.S.U. Tıp Fakültesi
Üroloji A.B.D.
Dip. No: 85/24133
Dip. Tescil No: 47562

Dr. Öğr. Üyesi Osman BARUT
K.S.U. Tıp Fakültesi Üroloji A.B.D.
Dip. Tescil No: 100283

Dr. Öğr. Üyesi Hakan KAYA
K.S.U. Tıp Fakültesi Üroloji A.B.D.
Dip. Tescil No: 100283